


The image features the Boston Scientific logo and tagline. The logo consists of the words "Boston Scientific" in a dark blue, serif font. The letter "S" in "Scientific" is significantly larger and overlaps the word "Boston". The tagline "Advancing science for life™" is positioned below the logo in a smaller, grey, sans-serif font. The background is white with abstract, light blue wavy lines and a circular pattern on the left side.

Boston Scientific

Advancing science for life™


Проводники





- Легкое прохождение через мочевыводящие пути
 - Атравматичное проведение
 - Сохранение доступа во время операции
 - Управляемость
-
- Диаметр проводника. От 0.025 до 0.038 Дюймов
 - Материал сердечника. Сталь, Нитинол.
 - Оболочка. ПТФЭ, Гидрофильное покрытие.
 - Форма кончика. Прямая, изогнутая, J-образная, Бентсон

ZIPwire™



Нитиноловый проводник с полиуретановой оболочкой.

- Полное гидрофильное покрытие.

Amplatz Super Stiff™



Стальной сверх жесткий проводник с ПТФЭ покрытием.

- Прямоугольное сечение сердечника
- Гибкий конец

ПТФЭ-нитиноловый проводник с гидрофильным концом

Создан урологом для урологов

Одна струна для всех видов вмешательств

- **Пройодимость** - 5 см гидрофильного материала
- **Стабильность** - ПТФЭ покрытие
- **Безопасность** - Вариант исполнения с гибким 10 см проксимальным концом



ПТФЭ-нитиноловый проводник

Отличный выбор в качестве страховочной струны

- Двухцветное покрытие для улучшенной визуализации
- Нитиноловый сердечник
- Гидрофильное покрытие 60 см дистального конца
- Конец содержит платину
- Поставляется с закручивающимся зажимом для лучшей управляемости

