


NC EMERGE™

Катетер баллонный для дилатации NC Emerge™ MONORAIL™ PTCA






Катетер некомплайнсный NC Emerge™

| | |
|---|---|
| Маркеры | 2 платиновые маркерные ленты (2.0-4.0 мм) 1 центральная платиновая маркерная лента (1.2 -1.5 мм) |
| Профиль входа | 0.017"/0.43 мм |
| Профиль дистального shaft | Только для длины 8-20 мм: 2.3F (1.2-1.5 мм) 2.4F (2.00-2.75 мм) 2.7F (3.0-5.0 мм) |
| Профиль проксимального shaft (Monorail) | 1.8F/0.60мм/0.024" 2.0F/0.67 мм/0.026" (для выбора большего диаметра и большей длины) |
| Комплаинс давления раскрытия до давления разрыва | 3% |
| Совместимость с проводником | 0.014"/0.36 мм |



Reduced Shaft Profile For Simultaneous Use



- Катетер NC Emerge разработан для уникального одновременного совместного использования
- Профиль shaft позволяет одновременное использование двух катетеров Monorail® в 2 мм (6 F) направляющем катетере
- Двухshaftовый дизайн предлагает варианты для лечения сложных поражений



Emerge™
PTCA Dilatation Catheter