

Мочеточниковые катетеры

УВЕРЕННОСТЬ В КАЖДОЙ ПРОЦЕДУРЕ

Мочеточниковый катетер Dual Lumen

Доставляя и отводя ирригационную жидкость, двухфункциональный катетер обеспечивает доступ, продвижение или обмен с помощью дополнительных устройств, включая проводники

- Система доставки катетера по проводнику
- Два отдельных рабочих канала, второй канал для проводников или инъекций

Мочеточниковый катетер Flexima™

Однопросветный с отдельным портом для инъекций обеспечивает доступ и отток

- Различные типы кончиков облегчает доступ в мочевыводящие пути
- Возможность расположения ретроградной установки
- Рентгеноконтрастность для лучшей визуализации

Мочеточниковый катетер Axxcess™

Однопросветный катетер с портом для инъекций обеспечивает ввод контрастного вещества или обеспечивает дренаж после процедуры

- Конический кончик для атравматичного доступа при введении контрастного вещества или проводника
- Материал Soft Percuflex™, градуированные рентгеноконтрастные метки для точного позиционирования и четкой визуализации

Мочеточниковый катетер Imager™ II

Однопросветный вращающийся катетер облегчает трудный доступ при чрескожной нефролитотрипсии и уретероскопических процедурах.

- Биосовместимый полимер, укрепленный оплеткой из проволоки из нержавеющей стали
- Антеградное или ретроградное расположение



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Мочеточниковый катетер Dual Lumen

Номер заказа	Код продукта (UPN)	Диаметр	Рабочая длина	Рекомендуемый проводник (")	Просвет для инъек.	Количество
405100	M0064051000	10F	54	0.038	0.05	Each

Мочеточниковый катетер Flexima™

Номер заказа	Код продукта (UPN)	Тип кончика	Диаметр	Рабочая длина	Размер кончика	Количество
400200	M0064002001	Открытый	4F	70	-	1 в уп.
400201	M0064002011	Открытый	5F	70	-	1 в уп.
400202	M0064002021	Открытый	6F	70	-	1 в уп.
400203	M0064002031	Открытый	7F	70	-	1 в уп.
400204	M0064002041	Открытый	8F	70	-	1 в уп.
400211	M0064002111	Конусовидн	5F	70	8F	1 в уп.
400212	M0064002121	Конусовидн.	6F	70	10F	1 в уп.
400213	M0064002131	Конусовидн	7F	70	12F	1 в уп.
400214	M0064002141	Конусовидн	8F	70	14F	1 в уп.
400220	M0064002201	Whistle Tip	4F	70	-	1 в уп.
400221	M0064002211	Whistle Tip	5F	70	-	1 в уп.
400222	M0064002221	Whistle Tip	6F	70	-	1 в уп.
400230	M0064002301	Оливообразн.	4F	70	-	1 в уп.
400231	M0064002311	Оливообразн	5F	70	-	1 в уп.
400236	M0064002361	Спиральный	5F	70	-	1 в уп.
400237	M0064002371	Спиральный	6F	70	-	1 в уп.
400241	M0064002411	Спиральный	5F	70	14F	1 в уп.

Мочеточниковый катетер Axhcess™

Номер заказа	Код продукта (UPN)	Тип кончика	Диаметр	Рабочая длина	Замер кончика	Количество
400116	M0064001161	Открытый	6F	70	-	Box 10

Мочеточниковый катетер Imager™ II

Номер заказа	Код продукта (UPN)	Тип кончика	Диаметр	Рабочая длина	Количество
400300	M0064003001	C1	5F	65	5 в уп.
400301	M0064003011	C2	5F	65	5 в уп.
400302	M0064003021	Прямой	5F	65	5 в уп.
400303	M0064003031	Bern	5F	65	5 в уп.
400304	M0064003041	JB1	5F	65	5 в уп.
400402	M0064004021	Прямой	5F	100	5 в уп.
400403	M0064004031	Bern	5F	100	5 в уп.
400404	M0064004041	JB1	5F	100	5 в уп.
400503	M0064005031	Bern	5F	40	5 в уп.

Для получения дополнительной информации, а также информации для заказа, пожалуйста, обратитесь к представителю компании в Вашей стране.

Узнайте больше на

www.bostonscientific.com/Urology


Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

CAUTION: The law restricts these devices to sale by or on the order of a physician. Indications, contraindications, warnings and instructions for use can be found in the product labelling supplied with each device. Information for use only in countries with applicable health authority registrations. Material not intended for use in France.

Products shown for INFORMATION purposes only and may not be approved or for sale in certain countries. Please check availability with your local sales representative or customer service.

All images are the property of Boston Scientific.

All trademarks are the property of their respective owners.



**Boston
Scientific**

Advancing science for life™

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
www.bostonscientific.com

© 2017 Boston Scientific Corporation
or its affiliates. All rights reserved.

URO-487903-AA AUG2017